

jabbla
We all have a voice



Allora 3

Bruksanvisning

© Copyright Jabbla

Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, överföras, transkriberas eller lagras på automatiska informationslagringssystem, översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt utan ett i föregående skriftligt medgivande från Jabbla.

Det här dokumentet är en översättning av den engelska bruksanvisningen. Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på holländska.

Version 20250822

Innehållsförteckning

A	Inledning	5
1	Inledning.....	5
2	Avsedd användning.....	5
3	Förbjuden användning.....	5
4	Livslängd.....	5
5	Allora 3-identifieringsskylten.....	5
6	Tekniska data.....	6
B	Beskrivning och användning	8
1	Presentation av Allora 3.....	8
2	Alternativ.....	9
3	Användning.....	9
4	Skärm.....	9
C	Säkerhet	10
1	Säkerhet.....	10
D	Komma igång	11
1	Vad finns i förpackningen till Allora 3?.....	11
2	Användning första gången.....	11
3	Passa in tangentskyddet.....	11
4	Slå på enheten.....	12
5	Stänga av enheten fullständigt.....	12
6	Skriva in text och få den uppläst.....	12
7	Kortkommandon på tangentbordet.....	13
8	Använda ord- och meningsprediktion.....	14
9	Själv lägga till en ord- eller meningsprediktion.....	14
10	Radera ord- och meningsprediktioner.....	14
11	Mata in specialtecken.....	14
12	Spara en notering.....	14
13	Läsa upp en notering.....	14
14	Ta bort en notering.....	15
15	Spara ett snabbmeddelande.....	15
16	Läs upp ett snabbmeddelande.....	15
17	Spela en ljudeffekt.....	16
18	Spela upp ett ljud för påkallande av uppmärksamhet.....	16
19	Ändra ordningen på listan över snabbmeddelanden.....	16
20	Radera ett snabbmeddelande.....	16
21	Välja ett objekt utan att använda pekskärmen.....	16
22	Hämta meddelandehistoriken.....	17
23	Automatisk översättning och uppläsning av inmatad text.....	17
24	Lagra enheten under en längre tid.....	17

E	Styrning	18
1	Ställ enheten i strömsparläge manuellt.....	18
2	Väck enheten från strömsparläge.....	18
3	Ladda enheten.....	18
4	Visa strömstatus.....	19
5	Styrningsalternativ.....	19
5.1	Tangentbordsstyrning.....	19
5.2	Pekskärmsstyrning.....	19
6	Ringa och skicka/ta emot textmeddelanden.....	20
6.1	Slå på enhetens Bluetooth.....	20
6.2	Ansluta mobiltelefonen till enheten.....	20
6.3	Ringa ett telefonnummer.....	20
6.4	Ringa en kontakt.....	20
6.5	Besvara eller avvisa ett inkommande samtal.....	21
6.6	Skicka ett meddelande till ett telefonnummer som har angetts.....	21
6.7	Skicka ett meddelande till en kontakt.....	21
6.8	Ringa eller skicka textmeddelanden till en kontakt.....	22
6.9	Skicka ett nytt meddelande som en del av en befintlig textkonversation.....	22
6.10	Läsa upp, vidarebefordra eller ta bort ett meddelande.....	23
7	Använda enhetens omgivningskontroll.....	23
7.1	Lägga till en infraröd apparat.....	24
7.2	Ändra namn och längd på koden för en infraröd apparat.....	24
7.3	Spela in en infraröd kod.....	24
7.4	Använda Allora 3 för att styra en apparat via infrarött.....	25
8	Fjärrstyra en dator.....	25
9	Importerera en notering.....	25
10	Exportera en notering.....	26
F	Inställningar	27
1	Allmänna inställningar.....	27
1.1	Ändra datumet.....	27
1.2	Ändra datumformatet.....	27
1.3	Ändra tiden.....	27
1.4	Ändra tidszonen.....	27
1.5	Ändra tidsformatet.....	27
1.6	Ställa in menyspråket.....	28
1.7	Lösenordsskydda inställningarna.....	28
1.8	Ta bort säkerhetsinställningarna.....	28
1.9	Ändra lösenordet för säkerhetsinställningar.....	28
1.10	Ställ in när enheten går in i strömsparläge.....	28
1.11	Visa systeminformation.....	29
1.12	Ställa in antalet meddelanden i meddelandehistoriken.....	29
1.13	Ställa in ett ljud för påkallande av uppmärksamhet.....	29
2	Inställningar för tal.....	29
2.1	Ställa in röst och språk.....	29
2.2	Använda din egen röst.....	29
2.3	Ställa in rösthastigheten.....	30
2.4	Ställa in volymen.....	30
2.5	Stäng av eller slå på ljudet.....	30
2.6	Ändra uttalet för ett ord.....	30
2.7	Radera ett ord från uttalslexikonet.....	30
2.8	Omedelbart få ord du matar in upplästa.....	31
2.9	Omedelbart få varje tecken du matar in uppläst.....	31
2.10	Ställa in språket för översättning.....	31
2.11	Aktivera eller inaktivera automatisk textöversättning.....	31
3	Inställningar för ord- och meningsprediktion.....	31
3.1	Aktivera eller inaktivera och ställa in ordprediktion.....	32
3.2	Aktivera eller inaktivera och ställa in meningsprediktion.....	32

3.3	Aktivera eller inaktivera inläring av ordprediktion.....	32
3.4	Aktivera eller inaktivera inläring av meningsprediktion.....	33
3.5	Visa hur man lägger till eller tar bort ett ord eller en mening för prediktion.....	33
3.6	Automatiskt ersätta en förkortning.....	33
3.7	Ta bort en förkortning.....	33
4	Tangentbordsinställningar.....	33
4.1	Ange hur länge du måste trycka på en knapp.....	33
4.2	Ställ in hur lång tid som krävs mellan tangenttryckningar.....	33
4.3	Ställa in auditiv återkoppling.....	34
4.4	Ställ in tangentbordslayouten.....	34
4.5	Justera tangentbordets belysning.....	34
4.6	Visa kortkommandon.....	34
5	Pekskärmsinställningar.....	34
5.1	Inaktivera pekskärmen.....	34
5.2	Aktivera pekskärmen.....	35
5.3	Ställa in hur länge du måste trycka på skärmen.....	35
5.4	Ställa in hur lång tid som krävs mellan två skärmtryckningar.....	35
5.5	Ställa in hur länge du måste trycka för att ta bort.....	35
5.6	Inställning för att aktivera enheten från strömsparläge via pekskärmen.....	36
5.7	Ställa in pekskärmens ljusstyrka.....	36
5.8	Ställa in teckenstorleken för pekskärmen.....	36
5.9	Ställa in teckenstorleken för kortkommandonumren på pekskärmen.....	36
5.10	Visa stora bokstäver på pekskärmen.....	37
5.11	Aktivera eller inaktivera automatisk kapitalisering av bokstäver.....	37
5.12	Ställ in storleken på statusfältet.....	37
5.13	Ställ in färgtemat.....	37
6	Inställningar för andra display.....	37
6.1	Aktivera eller inaktivera den andra skärmen.....	37
6.2	Ställa in ljusstyrkan på den andra displayen.....	37
6.3	Ställ in antal rader text på den andra displayen.....	37
6.4	Visa endast stora bokstäver på den andra displayen.....	38
6.5	Visa eller dölj text på den andra displayen vid skrivning.....	38
6.6	Rensa den andra displayen efter tal.....	38
7	Anslutningsinställningar.....	38
7.1	Ställa in en Wi-Fi-förbindelse.....	38
7.2	Hitta enhetens IP-adress.....	38
7.3	Aktivera eller inaktivera flygplansläge.....	38
7.4	Ansluta till en apparat via Bluetooth.....	38
7.5	Installation av Macro Server.....	39
7.6	Ansluta till Hey_ med Allora 3.....	39
7.7	Hey_-inställningarna.....	39
8	Säkerhetskopiera och återställa.....	40
8.1	Skapa en säkerhetskopia.....	40
8.2	Återställ en säkerhetskopia.....	40
8.3	Återställ fabriksinställningar.....	40
G	Underhåll och felsökning.....	41
1	Kontrollera uppdateringar till enheten.....	41
2	Underhåll.....	41
2.1	Reparationer.....	41
2.2	Rengöra enheten.....	41
3	Felsökning.....	41
3.1	Hitta serienummer för Allora 3.....	41
3.2	Hämta programvarans version.....	42
3.3	Visa användarinstruktionerna.....	42
3.4	Låsa inställningarna med administratörslösenordet.....	42
3.5	Felsökning.....	43
H	Avveckling och kassering.....	44
1	Avveckling.....	44

2 Kassering.....	44
Index	45

A Inledning

1 Inledning



OBSERVERA

Läs denna användarmanual noga och spara den för senare användning.

Allora 3 är en bärbar kommunikationsenhet med vilken talade meddelanden enkelt kan skapas. Allora 3 använder text-till-tal-teknik. Den här tekniken säkerställer att alla textmeddelanden som skrivs på tangentbordet på Allora 3 läses upp med en högkvalitativ röst.

Den som lyssnar på det formulerade meddelandet kan också följa med på enhetens andra skärm.

Allora 3 kan länkas till en smarttelefon via Bluetooth. Detta låter dig skicka och ta emot textmeddelanden med Allora 3. Allora 3 har en kommunikationsstödfunktion och är avsedd för personer med en kommunikationsstörning (oförmögen att tala eller kan tala med svårigheter) för allmänt bruk i vardagen och, förutsatt att de har tillräckliga motoriska och kognitiva förmågor, att använda enheten. Enheten är inte lämplig för kliniskt, terapeutiskt eller diagnostiskt syfte.

Allora 3 är också utrustad med en infraröd modul som används för att kunna spela in infraröda koder och sända dem för att därigenom styra andra apparater. Detta inkluderar apparater för allmän användning som t.ex. audiovisuella och tillämpningar för automatisering i hemmet. Det här tillägget är inte lämpligt i kliniskt, terapeutiskt eller i diagnostiskt syfte.

Allora 3 är portabel men du kan också montera den på en rullstol. För att underlätta portabilitet är den försedd med en bärväska. Allora 3 är lätt att använda och har omfattande funktioner till stöd för kommunikation.

2 Avsedd användning

Enheten har en funktion för kommunikationsstöd. Den här enheten är avsedd att användas i vardagen av personer med kommunikationssvårigheter (som inte kan tala eller inte kan tala tydligt). Användare måste ha adekvat motorisk och kognitiv förmåga för att använda enheten.

Enheten är avsedd för användning inomhus och utomhus.

3 Förbjuden användning

Enheten kan inte användas för kliniskt, terapeutiskt eller i diagnostiskt syfte.

Enheten kan inte användas för andra syften än de som anges i dess avsedda användning.


Inga ändringar får göras på enheten utan att du rådfrågar och får tillstånd från Jabbla. Att genomföra ändringar på enheten kan få konsekvenser för säkerheten, garantin och överensstämmelsen med föreskrifter.

4 Livslängd

Enhetens förväntade livslängd är 5 år. Batteriets kvalitet och livslängd beror på användning.

5 Allora 3-identifieringsskylten

Du hittar etiketten med enhetens serienummer på enhetens bakre panel.



Figur 1. Allora 3-identifieringsskylt

6 Tekniska data

Tekniska data Allora 3

Specifikation	Förklaring
Pekskärm	<ul style="list-style-type: none"> • 8,8-tums pekskärm • Upplösning: 1 920 × 480 pixlar
Andra skärm	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tum • Vit OLED
Tangentbord	Gummerat bakgrundsbelyst tangentbord. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka styrs av ljussensorn.
USB	1 × USB-C
Batteri	Li-jon 7,6 V – 3 870 mAh
Batterikapacitet	1 dag vid normal användning och med standardinställningar Batterikapaciteten varierar avsevärt beroende på inställningarna, användning och andra faktorer.
Vikt	1 100 g (2,4 lbs)
Mått	<ul style="list-style-type: none"> • Höjd: 2 till 8 cm (0,8 – 3,1 tum) • Bredd: 25 cm (9,8 tum) • Djup: 20 cm (7,9 tum)
Montering	Tillval: <ul style="list-style-type: none"> • REHADAPT • DAESSY
Anslutbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 • Bluetooth BT 5.0

Specifikation	Förklaring
Ljud	<ul style="list-style-type: none">• 1 inbyggd mikrofon• 2 inbyggda högtalare
Nätadapter	USB-C-laddare 5 V – 15 W
Minne	16 GB


B Beskrivning och användning

1 Presentation av Allora 3



Figur 2. Vy framifrån

Nr.	Identifiering	Förklaring
1	Ljussensor	Ljussensorn mäter den omgivande ljusstyrkan och har den som grund för belysning av tangentbordet.
2	USB-C	Du kan ladda enheten med den här kontakten.
3	Batteriladdningsindikator	Batteriladdningsindikatorn tänds när enheten ansluts till elnätet genom den medföljande nätadaptern. Indikatorn är gul när batteriet laddas. Den blir grön när batteriet är fulladdat.
4	Hörlursuttag	Det här uttaget används för anslutning av hörlurar till enheten. Högtalarna stängs automatiskt av när du ansluter hörlurarna.
5	Mikrofonöppning	Det här är mikrofonöppningen där ljudet når enhetens inbyggda mikrofon. Enheten har 1 inbyggd mikrofon.
6	Strömindikator	På/av-indikatorn lyser med följande färg när enheten är påslagen: <ul style="list-style-type: none"> • Grön: när batteriet är laddat till mer än hälften. • Orange: när batteriet är laddat till mindre än hälften, men enheten behöver fortfarande inte laddas. • Röd: när batteriet behöver laddas.
7	Infraröd mottagare	Med den infraröda mottagaren kan du spela in infraröda koder på enheten.
8	Tangentbord	Gummerat bakgrundsbelyst tangentbord. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka styrs av ljussensorn.
9	Pekskärm	Enheten har en kapacitiv pekskärm. Se <i>Skärm</i> på sidan 9.



Figur 3. Vy från baksidan

Nr.	Identifiering	Förklaring
10	Fästhål för stropp	Den medföljande stroppen kan fästas här så att du bekvämt kan bära enheten.
11	Handtag/brickstativ	Massivt handtag med öppning för att fästa en rem. Handtaget är också utformat för att fungera som ett stativ. Det är utformat så att enheten kan placeras ergonomiskt på en bricka.
12	Högtalare	Enheten har två kraftfulla högtalare.
13	Andra skärm	Allora 3 är utrustad med en andra skärm på vilken text kan visas.
14	Infraröd sändare	Du kan överföra infraröda signaler till andra apparater med den infraröda sändaren. Detta inkluderar ljudsystem, TV.

Monteringsplattor som tillval för monteringsystemet REHADAPT eller monteringsystemet DAESSY kan också tillhandahållas.

2 Alternativ

- Allora 3 kan levereras med ett valfritt REHADAPT-monteringsystem eller ett DAESSY-monteringsystem.
- Allora 3 levereras som standard med ett språk. Som tillval kan Allora 3 laddas med extra språk.

3 Användning

Med hjälp av tangentbordet och/eller pekskärmen på Allora 3 kan användaren skapa ett meddelande som läses upp med en högkvalitativ röst genom text-till-tal-teknik.

Den som lyssnar på det formulerade meddelandet kan också följa med på enhetens andra skärm.

4 Skärm

Den kapacitiva pekskärmen kan styras på följande sätt:

- Med fingrarna
- Med en (kapacitiv) penna som simulerar dina fingrar (finns hos specialiståterförsäljare eller webbutiker)

C Säkerhet

1 Säkerhet

**OBSERVERA**

Se till att enheten sitter fast ordentligt och är fastlåst när du monterar enheten på en rullstol, så att den inte kan råka ramla av vid en stöt eller knuff.

**MILJÖ**

Enheten använder ett batteri. Se till att enheten kasseras på ett säkert sätt. Observera de regler för avfallshantering som gäller i ditt område.

**ANMÄRKNING**

Lagra alltid enheten med batteriet fulladdat om du inte använder den under en längre period. Se till att enheten är avstängd.

**OBSERVERA**

Undvik att placera enheten nära värmekällor eller på platser som kan bli mycket varma. På sommaren kan det till exempel bli mycket varmt i en bil. Höga temperaturer kan påverka batteriets livslängdsprestanda negativt.

**OBSERVERA**

Enheten är inte vattentät. Försök alltid att undvika situationer som kan orsaka att fukt eller smuts kommer in i enhetens öppningar. Var försiktig när du rengör enheten och följ rengöringsanvisningarna.

Enheten är utrustad med Wi-Fi och Bluetooth. Var god följ dessa säkerhetsåtgärder:

**OBSERVERA**

Använd inte enheten på ett flygplan. Stäng av enheten eller sätt den i flygläge.

**OBSERVERA**

Använd inte enheten på sjukhus i närheten av elektronisk medicinsk utrustning. De radiovågor som utsänds kan påverka utrustningen.

**OBSERVERA**


Använd inte enheten i en miljö där det finns brännbara gaser (som bensinstationer).

D Komma igång

1 Vad finns i förpackningen till Allora 3?

Allora 3 levereras med följande delar:

- Nätadapter med kontakt och kabel
- Bärväska
- Rem
- Tangentskydd (1) och klämmor (2)



Figur 4. Tangentskydd och klämmor

2 Användning första gången

Enheten är tillräckligt laddad vid leverans. En laddningsstatus mellan 40 % och 90 % ökar batteriets livslängd.

3 Passa in tangentskyddet


Tangentskyddet hjälper användare med fysiska fingerfärdighetsproblem att använda tangentbordet mer exakt.



Figur 5. Passa in tangentskyddet

1. Lägg tangentskyddet (2) på tangentbordet med önskad höjdinställning. Vänd tangentskyddet om du föredrar en annan höjdinställning.
2. Fäst klämmorna (1) (3) för att säkra tangentskyddet vid tangentbordet.

4 Slå på enheten

Tryck på knappen  tills strömindikatorn tänds.

Enheten visar först startskärmen med Jabblas slogan **We all have a voice**. När markören blinkar är enheten klar att användas.



Enheten startar omedelbart från strömsparläget.

5 Stänga av enheten fullständigt

Du försätter vanligtvis enheten i strömsparläge så att du sedan kan börja använda den snabbt. Du kan stänga av enheten helt om du till exempel vill lagra den under en längre period.

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Avstängning**.

6 Skriva in text och få den uppläst

1. Ange din text genom att skriva den och lägga till ord och meningar genom ord- och meningsprediktion. Tryck på  för att skriva in siffror och på **FN** +  för att mata in specialtecken.





SPETS

Du kan använda siffror utan att **Num Lock** är aktivt genom att trycka på och hålla ned siffertangenten.



ANMÄRKNING

Tryck på  om du vill ta bort text bokstav för bokstav eller på  om du vill ta bort all text.



ANMÄRKNING

Om du av misstag har tagit bort all text så trycker du på **FN** +  för att ångra åtgärden.

2. Tryck på .
- Texten som visas läses upp.

7 Kortkommandon på tangentbordet



ANMÄRKNING

Tryck på knapparna i följd. Du behöver inte hålla ned FN- eller skifftangenten.

Kortkommandon på tangentbordet	Funktion
FN + Ω	Mata in ett specialtecken.
FN +	Ställ in volymen.
FN +	Ställ in pekskärmens ljusstyrka.
FN + A↕	Ställ in storleken på bokstäverna på din skärm.
FN +	Dölj texten på den andra displayen eller visa den på nytt.
FN +	Gå till meddelandehistoriken
+	Mata in (Retur).
FN + +	Gå till översättningsläge Din text översätts först till det inställda språket. Du kan därefter ändra den och sedan få den uppläst.
FN +	Spara den redigerade texten som en anteckning
FN +	Spara den redigerade texten som ett snabbmeddelande
+	Spara den redigerade texten som en ord/ meningsprediktion
FN + + 0 – 9	Ta bort ord/meningsprediktionen med motsvarande nummer
FN + ←	Gå till föregående ord
FN + →	Gå till nästa ord
+ ←	Gå till föregående mening
+ →	Gå till nästa mening
FN +	Ångra senaste ändringen i editorn
FN +	Stäng av/aktivera ljudet
FN + T	Säg tid
FN + D	Säg datum
FN + E	Visa en lista med emojis
FN + A	Spela ett uppmärksamhetsljud
FN + M	Gå till dina telefonmeddelanden
FN + B	Fjärrdator

8 Använda ord- och meningsprediktion

När ord- och/eller meningsprediktion är aktiverad kan du automatiskt välja ord och/eller meningar som har tränats eller lagts till av dig själv medan du skriver. Du kan ställa in om du vill göra det med enbart pekskärmen eller även med tangentbordet.

1. Börja skriva ordet eller meningen.
Ord-/meningsprediktionen visas längst ned på skärmen.
2. Välj ett av följande alternativ:
 - Med pekskärmen: tryck på ordet eller meningen.
 - Med tangentbordet: tryck på den siffra som anges bredvid ordet eller meningen.



ANMÄRKNING

Tryck på \rightarrow och \leftarrow för att visa en annan serie prediktioner.

9 Själv lägga till en ord- eller meningsprediktion

Du kan själv lägga till ord och meningar i ordprediktionslistan.

Du hittar även den här proceduren på själva enheten via $\equiv > \text{Prediktion} > \text{i Hur man...}$

1. Skriv ordet eller meningen.
2. Tryck på $\uparrow + \blacklozenge$.

10 Radera ord- och meningsprediktioner

Du kan ta bort prediktion för ord och meningar så att de inte längre ingår i textprediktionen.

1. Gör ett av följande:
 - Tryck på och håll ned prediktionen på pekskärmen.
 - Tryck på **FN** + \uparrow + **<prediktionsnummer>**.
2. Bekräfta med \checkmark .

11 Mata in specialtecken

Förutom de vanliga bokstäver, siffror och symboler som du kan mata in med \uparrow (**Skift**) kan du även mata in specialtecken som inte finns på tangentbordet.

1. Tryck på **FN** + Ω .
2. Välj tecknet.

12 Spara en notering

Du kan spara text eller en serie meddelanden som en notering.


1. Mata in texten genom att skriva den och lägg till ord och meningar med ordprediktion.
2. Tryck på **FN** + \downarrow .
3. Bekräfta med \checkmark .

13 Läsa upp en notering

1. Tryck på pencil .
En lista med tidigare sparade noteringar visas på skärmen.
2. Gör ett av följande:
 - Tryck på noteringen.

- Välj noteringen med piltangenterna.

Noteringen visas i redigeraren.


3. Välj  för att läsa upp noteringen.

14 Ta bort en notering


1. Tryck på .

2. Gör ett av följande:


- Via pekskärmen:

1. Markera och håll ned noteringen tills dialogrutan **Radera anteckning** öppnas.
2. Bekräfta med .

- Med tangentbordet:

1. Välj noteringen med hjälp av piltangenterna ← och →.
2. Tryck på .

Dialogrutan **Radera anteckning** öppnas.

3. Bekräfta med .

15 Spara ett snabbmeddelande



Ett snabbmeddelande är ett meddelande som du snabbt och ofta kan få uppläst. Ett snabbmeddelande inkluderas inte i texten eller meddelandet som du formulerar.

1. Gör ett av följande:


- Spara snabbt en text som ett snabbmeddelande:

1. Tryck på **FN** + .
2. Bekräfta med .

- Spara en eller flera nya meningar som ett snabbmeddelande:

1. Tryck på .
2. Tryck på  eller välj **+**.
3. Skriv ett meddelande.
4. Bekräfta med .

Meddelandet läggs till i listan över snabbmeddelanden.

2. Upprepa föregående steg för att lägga till fler snabbmeddelanden.
3. Välj  för att stänga snabbmeddelandemenyn.

16 Läs upp ett snabbmeddelande

Du kan få snabbmeddelanden upplästa. Snabbmeddelandet visas inte på den andra skärmen!




SPETS

Vill du att texten i snabbmeddelandet ska visas på den andra skärmen? Spara texten som en notering och öppna noteringen.

1. Tryck på .

2. Gör ett av följande:





- Tryck på snabbmeddelandet.
- Tryck på snabbmeddelandets nummer.
- Använd piltangenterna för att välja ett snabbmeddelande. Bekräfta med .

Snabbmeddelandet läses upp.

17 Spela en ljudeffekt

Du kan spela upp angivna ljudeffekter. Till exempel applåder, ett skratt, en kyss, etc. eller det inställda ljudet för påkallande av uppmärksamhet.

En sådan ljudeffekt kallas även en röstemoji.


1. Tryck på .
2. Tryck på  igen eller välj .
En lista över ljud visas.
3. Gör ett av följande:
 - Tryck på ljudet.
 - Tryck på ljudets nummer.
 - Använd piltangenterna för att välja ett ljud. Bekräfta med .

18 Spela upp ett ljud för påkallande av uppmärksamhet




Du kan påkalla människors uppmärksamhet i närheten genom att spela ett ljud för påkallande av uppmärksamhet.

Tryck på **FN** + A.


19 Ändra ordningen på listan över snabbmeddelanden

1. Tryck på .
2. Välj det snabbmeddelande som du vill flytta med hjälp av piltangenterna.
3. Tryck på mellanslagstangenten.
Pilar visas i cellerna.
4. Använd tangentbordets piltangenter för att flytta snabbmeddelandena.

20 Radera ett snabbmeddelande


1. Tryck på .
2. Gör ett av följande:
 - Via pekskärmen:
 1. Markera och håll ned snabbmeddelandet tills dialogrutan **Ta bort snabbmeddelande** öppnas.
 2. Bekräfta med .
 - Med tangentbordet:
 1. Välj snabbmeddelandet med hjälp av piltangenterna ← och →.
 2. Tryck på .

Dialogrutan **Ta bort snabbmeddelande** öppnas.

 3. Bekräfta med .

21 Välja ett objekt utan att använda pekskärmen

Metoden för att välja ett objekt utan att använda pekskärmen är densamma i varje meny på Allora 3.

1. Gå till det menyalternativ som du vill välja.
Till exempel noteringar, snabbmeddelanden, meddelanden, menyn osv.
2. Använd piltangenterna ← eller → för att välja ett alternativ.
Valet markeras.
3. Tryck på  för att välja alternativet.

22 Hämta meddelandehistoriken

Du kan hämta de senaste meddelandena. Antalet meddelanden som visas beror på inställningen.

Tryck på **FN** + .

23 Automatisk översättning och uppläsning av inmatad text

Om du vill översätta text automatiskt så måste du:

- vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk,
- ha valt ett språk som du vill översätta till.


Du kan automatiskt översätta text som har matats in och få den uppläst om översättningsläget är aktiverat.

1. Slå på översättningsläget. Tryck på **FN** +  + .

2. Formulera meningen som du vill översätta.

3. Tryck på .

Meningen översätts. Vid behov kan du mata in ytterligare ändringar.

4. Tryck på  igen.

Meningen läses upp och visas på den andra displayen. Om rösten för det här språket inte är tillgänglig på enheten visas den översatta meningen ändå på den andra displayen.

24 Lagra enheten under en längre tid

1. Ladda enheten till cirka 50 %.
2. Stäng av enheten.



ANMÄRKNING

Enheten får inte vara i strömsparläge!

3. Förvara enheten på en torr plats vid rumstemperatur (20 °C).
4. Ladda batteriet var 3:e månad till ca 50 %.

Om du låter batteriet bli tomt kommer enheten inte längre att starta.

E Styrning

1 Ställ enheten i strömsparläge manuellt

Strömsparläget är ett energisparande läge som snabbt låter dig väcka din enhet på nytt. Du kan också ställa in om och när enheten automatiskt försätts i strömsparläge.

Tryck kort på .

2 Väck enheten från strömsparläge

Enheten är i strömsparläge när skärmen är avstängd och strömindikatorn lyser. Om indikatorn inte lyser så är enheten helt avstängd.

Tryck kort på .

Du kan också aktivera enheten från viloläge genom att trycka länge på pekskärmen, förutsatt att detta har ställts in. Skärmen tänds omedelbart.

3 Ladda enheten

Hur länge du kan använda din enhet innan den behöver laddas beror framför allt på hur du använder enheten och på:

- Volymen
- Hur lång tid som är inställd innan den går in i strömsparläge
- Bluetooth- och Wi-Fi-användning

Om enheten används ofta rekommenderar vi att du laddar enheten dagligen. Ladda endast enheten med den medföljande nätadaptern. Det går fortfarande att använda enheten när den laddas.

Det är att föredra att ladda enheten vid rumstemperatur (cirka 20 °C / 68 °F). Temperaturer lägre än 5 °C och högre än 45 °C kan påverka batteriet negativt.



Figur 6. Anslutning för laddning av enheten

1. Kontrollera strömstatus. Se [Visa strömstatus](#) på sidan 19.
2. Anslut den medföljande strömkabeln mellan enhetens USB C-port (2) och nätadaptern. När batteriladdningsindikatorn (3) lyser grönt är enheten fulladdad.

4 Visa strömstatus



Figur 7. Visa strömstatus



Visa strömindikatorn (6).

- Grön, när batteriet är laddat till mer än hälften.
- Orange, när batteriet är laddat till mindre än hälften, men enheten behöver fortfarande inte laddas.
- Röd, när batteriet behöver laddas.

5 Styrningsalternativ

5.1 Tangentbordsstyrning

Allora 3 kan manövreras med enbart tangentbordet.

- Använd tangentbordet för att formulera lite text eller ett meddelande. Om du vill skriva en stor bokstav så trycker du först på **Skift** och sedan på bokstaven. Du behöver inte hålla **Skift** nedtryckt.
- Du kan välja prediktioner genom att mata in motsvarande nummer på tangentbordet. Om du vill ange ett nummer måste du först trycka på **Num Lock**.
- Du kan konfigurera acceptans- och fördröjningstider för att ändra tangentbordets respons så att det passar dina önskemål.
- Tryck på talknappen  för att få de skrivna meddelandena upplästa.
- Menyn och olika parameterinställningar kan också styras med enbart tangentbordet. Använd piltangenterna för att navigera i menyn och tryck på talknappen  för att bekräfta alternativen.

5.2 Pekskärmsstyrning



OBSERVERA

Använd inte vassa verktyg som kan skada pekskärmen.



ANMÄRKNING

Peka med fingret, inte med nageln!



OBSERVERA

Pekskärmen får inte komma i kontakt med vatten.

Du kan styra enheten med bara pekskärmen:

- Du kan välja ord- och meningsprediktioner genom att trycka på ditt val på skärmen.
- Du kan få ett meddelande uppläst genom att trycka på meddelandet.






- Du kan styra menyn och de olika parameterinställningarna med hjälp av pekskärmen.

6 Ringa och skicka/ta emot textmeddelanden

Det går att ansluta enheten till en mobiltelefon. När du är ansluten kan du använda enheten för att ringa ett telefonnummer och skicka textmeddelanden till personer från adressboken.

6.1 Slå på enhetens Bluetooth

För att kunna upprätta en anslutning mellan en annan apparat, till exempel din mobiltelefon, och Allora 3 så måste du slå på Bluetooth på båda enheterna.

1. Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Konfigurera Bluetooth**.
2. Välj .
Ikonen ändras till  vilket betyder att Bluetooth är aktiverat.

6.2 Ansluta mobiltelefonen till enheten









Anslutningen mellan din mobiltelefon och enheten beror på mobiltelefonens märke och typ. Den allmänna proceduren beskrivs nedan.

 **ANMÄRKNING**
Se *mobiltelefonens bruksanvisning*.

1. Slå på Bluetooth på enheten.
2. Slå på Bluetooth på din mobiltelefon.
3. Sök efter Bluetooth-namnet på enheten i listan med tillgängliga apparater och anslut.
4. Välj enheten på mobiltelefonen.
5. Bekräfta på enheten att du vill ansluta.
6. Kontrollera att numret stämmer överens på båda enheterna.
7. Bekräfta detta både på din enhet och på din mobiltelefon.
8. Ge din mobiltelefon åtkomst till dina kontakter.
Om anslutningen lyckas så går det att ringa samtal och skicka meddelanden med enheten.




6.3 Ringa ett telefonnummer

Se till att mobiltelefonen är ansluten till enheten. Se [Ansluta mobiltelefonen till enheten](#) på sidan 20.







1. Tryck på  och välj  **Telefon**.
2. Välj  **Ring upp**.
En lista över de senaste konversationerna visas.
3. Välj .
4. Ange det fullständiga telefonnumret.
5. Bekräfta med .
Välj  /  eller tryck på **FN** + F för att slå på eller av Allora 3-mikrofonen.
6. Använd enheten för att kommunicera med den person du har ringt upp.
Du kan förbereda ditt meddelande i förväg.
7. Välj  eller tryck på **FN** + H för att avsluta samtalet.




6.4 Ringa en kontakt

Se till att mobiltelefonen är ansluten till enheten. Se [Ansluta mobiltelefonen till enheten](#) på sidan 20.

1. Tryck på  och välj  **Telefon**.
2. Välj  **Ring upp**.






En lista över de senaste konversationerna visas.

3. Välj .
4. Gör ett av följande:
 - Välj en kontakt i listan. Använd pilarna  och  för att bläddra genom adressboken.
 - Välj , ange en del av namnet och bekräfta genom att trycka på . Välj kontakten i sökresultaten. Välj  för att rensa sökresultaten.

Kontakten rings upp.
5. Välj  /  eller tryck på **FN** + F för att slå på eller av Allora 3-mikrofonen.
6. Använd enheten för att kommunicera med den person du har ringt upp.
Du kan förbereda ditt meddelande i förväg.
7. Välj  eller **FN** + H för att avsluta samtalet.







6.5 Besvara eller avvisa ett inkommande samtal

Om ett samtal kommer in så avbryts allt på Allora 3 och ett meddelande visas att det finns ett inkommande samtal.

1. Gör ett av följande:
 -  **Acceptera** för att ta emot det inkommande samtalet.
 -  **Avböj** för att avvisa det inkommande samtalet.
2. Om du har avvisat samtalet så kan du fortsätta att kommunicera med enheten.
3. Välj  /  eller tryck på **FN** + F för att slå på eller av Allora 3-mikrofonen.
4. Välj  eller **FN** + H för att avsluta samtalet.

6.6 Skicka ett meddelande till ett telefonnummer som har angetts




Se till att mobiltelefonen är ansluten till enheten. Se [Ansluta mobiltelefonen till enheten](#) på sidan 20.

1. Tryck på  och välj  **Telefon**.
2. Välj  **Meddelanden**.
En lista över de senaste meddelandena visas.
3. Välj .
4. Välj .
5. Ange det fullständiga telefonnumret.
6. Bekräfta med .
7. Skriv in ditt meddelande.









SPETS

Välj  för att lägga till en emoji.

8. Välj  för att skicka meddelandet eller välj  om du inte vill skicka meddelandet.
Om det har skickats framgångsrikt så visas ett  bredvid meddelandet.

6.7 Skicka ett meddelande till en kontakt

Se till att mobiltelefonen är ansluten till enheten. Se [Ansluta mobiltelefonen till enheten](#) på sidan 20.

1. Tryck på  och välj  **Telefon**.
2. Välj  **Meddelanden**.
En lista över de senaste textkonversationerna visas.
3. Välj .
4. Gör ett av följande:
 - Välj en kontakt i listan. Använd pilarna  och  för att bläddra genom adressboken.

- Välj **Q**, ange en del av namnet och bekräfta genom att trycka på . Välj kontakten i sökresultaten. Välj för att rensa sökresultaten.

Om det inte finns något telefonnummer kopplat till kontakten så händer ingenting om du väljer kontakten. Om en kontakt lagras med flera telefonnummer i adressboken så visas en skärm där du kan välja önskat telefonnummer.

Kontakten rings upp.

5. Bekräfta med .
6. Skriv in ditt meddelande.



SPETS

Välj för att lägga till en emoji.

7. Välj för att skicka meddelandet eller välj om du inte vill skicka meddelandet.
Om det har skickats framgångsrikt så visas ett bredvid meddelandet.

6.8 Ringa eller skicka textmeddelanden till en kontakt

Se till att mobiltelefonen är ansluten till enheten. Se [Ansluta mobiltelefonen till enheten](#) på sidan 20.

1. Tryck på och välj **Telefon**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Gör ett av följande:
 - Välj en kontakt i listan. Använd pilarna och för att bläddra genom adressboken.
 - Välj **Q**, ange en del av namnet och bekräfta genom att trycka på . Välj kontakten i sökresultaten. Välj för att rensa sökresultaten.

Om det inte finns något telefonnummer kopplat till kontakten så händer ingenting om du väljer kontakten. Om en kontakt lagras i adressboken med flera telefonnummer så visas en skärm där du kan välja önskat telefonnummer.

4. Välj ett av följande alternativ:
 - **Ring upp**. Kontakten rings upp. Fortsätt med steg 5.
 - **Skicka text**. Fortsätt med steg 9.
5. Välj / eller tryck på **FN** + F för att slå på eller av Allora 3-mikrofonen.
6. Använd enheten för att kommunicera med den person du har ringt upp.
Du kan förbereda ditt meddelande i förväg.
7. Välj eller **FN** + H för att avsluta samtalet.
8. Det finns ingen anledning att fortsätta läsa nästa steg. Dessa är endast avsedda för om du har valt att skicka ett textmeddelande till kontakten.
9. Skriv in ditt meddelande.



SPETS

Välj för att lägga till en emoji.

10. Välj för att skicka meddelandet eller välj om du inte vill skicka meddelandet.
Om det har skickats framgångsrikt så visas ett bredvid meddelandet.

6.9 Skicka ett nytt meddelande som en del av en befintlig textkonversation

Se till att mobiltelefonen är ansluten till enheten. Se [Ansluta mobiltelefonen till enheten](#) på sidan 20.

1. Tryck på och välj **Telefon**.
2. Välj **Meddelanden**.
En lista över de senaste textkonversationerna visas.
3. Välj önskad textkonversation.
4. Välj .
5. Skriv in ditt meddelande.

**SPETS**

Välj 😊 för att lägga till en emoji.

6. Välj ➤ för att skicka meddelandet eller välj ☒ om du inte vill skicka meddelandet.
Om det har skickats framgångsrikt så visas ett ✓ bredvid meddelandet.

6.10 Läs upp, vidarebefordra eller ta bort ett meddelande

Se till att mobiltelefonen är ansluten till enheten. Se [Ansluta mobiltelefonen till enheten](#) på sidan 20.

1. Tryck på ☰ och välj 📞 **Telefon**.
2. Välj ✉ **Meddelanden**.
En lista över de senaste textkonversationerna visas.
3. Välj önskad textkonversation.
4. Välj meddelandet.
5. Välj ett av följande alternativ:

Alternativ	Mer information
	Meddelandet läses upp. Eller tryck på ✓.
	Meddelandet vidarebefordras. Välj den kontaktperson som det ska vidarebefordras till. Eller tryck på ✎.
	Meddelandet tas bort. Det sker utan bekräftelseprompt! Eller tryck på ☒.

7 Använda enhetens omgivningskontroll

Enheten är utrustad med en infraröd mottagare (7) och en infraröd sändare (14). Detta gör det möjligt att styra apparater som TV, radio och DVD-spelare med infraröda koder. Du kan spela in de infraröda koderna för apparaterna på enheten.



Figur 8. Infraröd mottagare



Figur 9. Infraröd sändare

7.1 Lägga till en infraröd apparat

1. Tryck på och välj **Anslutning** > **Infraröd**.

2. Välj för att lägga till en infraröd apparat.

3. Ange apparatens namn.

Till exempel: TV vardagsrum

4. Bekräfta med .

5. Ange längden på koden.

Längden på koden bör ställas in genom en process av upprepade försök. Om för kort kodlängd är inställd så kan det hända att apparaten inte får all information som den behöver. Om för lång kodlängd är inställd så kan apparaten bli förvirrad.

Exempel: om du vill sänka volymen på din TV med 5 enheter i taget så kan du ställa in kodlängden till 5.

6. Bekräfta med .

7.2 Ändra namn och längd på koden för en infraröd apparat

1. Tryck på och välj **Anslutning** > **Infraröd**.

2. Välj den infraröda apparaten med hjälp av piltangenterna.

3. Tryck på .

4. Ändra namnet på den infraröda apparaten.

5. Bekräfta med .

6. Ändra längden på koden.

Längden på koden bör ställas in genom en process av upprepade försök. Om för kort kodlängd är inställd så kan det hända att apparaten inte får all information som den behöver. Om för lång kodlängd är inställd så kan apparaten bli förvirrad.

Exempel: om du vill sänka volymen på din TV med 5 enheter i taget så kan du ställa in kodlängden till 5.

7. Bekräfta med .

7.3 Spela in en infraröd kod

Din befintliga apparat som du redan har lagt till kan spelas in med nya infraröda koder.

1. Tryck på och välj **Anslutning** > **Infraröd**.

2. Välj den apparat som du vill registrera en infraröd kod för.

Till exempel: TV vardagsrum

3. Välj för att spela in en infraröd kod.

4. Ange namnet på den infraröda koden.




Till exempel: TV högre ljud.

5. Bekräfta med .

6. Håll apparatens fjärrkontroll, t.ex. TV:ns fjärrkontroll, omkring 5 cm från Allora 3s infraröda mottagare.
7. Tryck kort på fjärrkontrollstangenten för den funktion du vill spela in.
Inspelningsprocessen kan störas av andra ljuskällor i närheten. Skugga vid behov ljusmottagaren med handen när du spelar in den infraröda koden.
8. Rikta Allora 3 mot enheten om du vill testa den infraröda koden.
Den infraröda signalen skickas av den infraröda sändaren på baksidan av Allora 3.
Om den infraröda koden utför det begärda kommandot har testet lyckats. Om inte måste koden spelas in på nytt.
9. Upprepa från steg 2 för att hämta fler infraröda koder.






7.4 Använda Allora 3 för att styra en apparat via infrarött

När du har lagt till en apparat och har spelat in de nödvändiga infraröda koderna på Allora 3 så kan du styra apparaten med hjälp av Allora 3.

1. Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Infraröd**.
2. Välj apparaten.
Till exempel: TV vardagsrum
3. Välj den åtgärd du vill utföra.
Till exempel: TV högre ljud.

8 Fjärrstyra en dator

- Du måste först installera Macro Server-programmet på den dator som du vill styra.
- Du behöver en internetanslutning för att kunna styra datorn. Både datorn och Allora 3 måste vara i samma nätverk.

1. Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Fjärrdator**.
2. Gör ett av följande:
 - Använd Allora 3-tangentbordet för att skriva.
 - Använd de extra funktionerna på pekskärmen.
 - Välj  för att växla till muskontroll.
 - Välj  för att växla till tangentbordskontroll.




SPETS

Du kan förbereda din text i redigeraren. Din text visas i den översta cellen till vänster på skärmen när du har valt **Fjärrdator**.






ANMÄRKNING

Välj en pil så rör sig musen i pilens riktning tills du väljer pilen igen eller tills du väljer .





9 Importera en notering

Du kan skapa noteringar på datorn som textfiler och importera dessa noteringar till enheten med ett USB-minne.

1. Tryck på .
En lista med tidigare sparade noteringar visas på skärmen.
2. Sätt i USB-minnet i USB-C-porten på enheten.
Använd vid behov den medföljande adaptorn.
2 ytterligare ikoner visas på skärmen.
3. Välj .
4. Välj den notering du vill importera.
5. Bekräfta med .
Noteringen lagras på din enhet.

10 Exportera en notering

Du kan exportera en notering till ett USB-minne. För varje notering du exporterar måste du ange ett tillhörande namn.






1. Tryck på .
En lista med tidigare sparade noteringar visas på skärmen.
2. Sätt i USB-minnet i USB-C-porten på enheten.
Använd vid behov den medföljande adaptorn.
2 ytterligare ikoner visas på skärmen.
3. Välj .
Ett informationsfönster öppnas. Läs informationen och bekräfta genom att trycka på .
4. Välj den notering du vill exportera.
5. Ange ett lämpligt namn för noteringen.
6. Bekräfta med .
Noteringen sparas på USB-minnet som en textfil med det angivna namnet.

F Inställningar






1 Allmänna inställningar

1.1 Ändra datumet

Om enheten är ansluten till Internet via Wi-Fi ställs datum och tid in automatiskt och du kan inte ändra datum och tid.






1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Datum / tid**.
3. Välj  **Ändra datum**.
4. Ange aktuellt datum i korrekt format.
5. Bekräfta med .

1.2 Ändra datumformatet

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Datum / tid**.
3. Välj  **Ändra datum**.
4. Välj önskat datumformat.
5. Bekräfta med .






1.3 Ändra tiden

Om enheten är ansluten till Internet via Wi-Fi ställs datum och tid in automatiskt och du kan inte ändra datum och tid.

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Datum / tid**.
3. Välj  **Ändra tid**.
4. Ange aktuell tid.
5. Bekräfta med .

1.4 Ändra tidszonen

Du måste alltid ställa in tidszonen manuellt och korrekt, även när enheten är ansluten till Internet via Wi-Fi.






1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Datum / tid**.
3. Välj  **Ändra tidszon**.
4. Ange namnet på staden så filtreras listan över tidszoner.
5. Välj tidszonen.
6. Bekräfta med .

1.5 Ändra tidsformatet

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Datum / tid**.
3. Välj   **Ändra tid**.
4. Välj önskat tidsformat.






5. Bekräfta med .

1.6 Ställa in menyspråket

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt**.
3. Välj  **Meny** >  **Menyspråk**.
4. Välj språk.
5. Bekräfta med .




1.7 Lösenordsskydda inställningarna

Du kan ange ett lösenord så att enhetsanvändaren inte längre kan göra ändringar i inställningarna. Användaren kan bara ställa in enheten för att ringa samtal eller skicka/ta emot textmeddelanden.






1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt**.
3. Välj  **Meny** >  **Välj lösenord**.
4. Ange lösenordet.
5. Bekräfta med .

1.8 Ta bort säkerhetsinställningarna





Du kan ta bort säkerhetsinställningarna så att enhetsanvändaren återigen själv kan göra ändringar i inställningarna.

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt**.
3. Ange det aktuella lösenordet och bekräfta.
4. Välj  **Meny** >  **Välj lösenord**.
5. Ta bort lösenordet.
6. Bekräfta med .

1.9 Ändra lösenordet för säkerhetsinställningar

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt**.
3. Ange lösenordet och bekräfta.
4. Välj  **Meny** >  **Välj lösenord**.
5. Ta bort lösenordet.
6. Ange ett nytt lösenord.
7. Bekräfta med .

1.10 Ställ in när enheten går in i strömsparläge




1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Viloläge efter**.
3. Välj efter hur många minuter enheten försätts i strömsparläge. Du kan också inaktivera automatiskt strömsparläge.
4. Bekräfta med .

1.11 Visa systeminformation

När du talar med Jabblas tekniska supportteam kan du bli ombedd att ange versionsnumret för programvaran på din enhet.

Systeminformationen innehåller:

- Programvarans version
- Enhetens serienummer

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **System info**.

1.12 Ställa in antalet meddelanden i meddelandehistoriken

Du kan själv ställa in hur många meddelanden som ska visas i meddelandehistoriken. Om du inte vill att de senaste meddelandena ska sparas så ställer du in värdet till 0.





Du kan hämta meddelandehistoriken via **FN** + .

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** > + **Fler alternativ** >  **Historikstorlek**.
3. Använd pilarna för att ställa in hur många senaste meddelanden som kan visas i meddelandehistoriken.
4. Bekräfta med .

1.13 Ställa in ett ljud för påkallande av uppmärksamhet





Du kan ställa in vilket ljud som ska användas för att påkalla människors uppmärksamhet i närheten.

Du kan alltid hitta ljudet för påkallande av uppmärksamhet i position 1 i snabbmeddelandena och du kan också ta fram det genom att trycka på **FN** + A.

1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** > + **Fler alternativ** >  **Uppmärksamhet**.
3. Välj önskat ljud för påkallande av uppmärksamhet.
4. Bekräfta med .




2 Inställningar för tal


2.1 Ställa in röst och språk

1. Tryck på .
2. Välj  **Tal** >  **Röst**.
3. Välj en röst på ditt språk
4. Bekräfta med .





2.2 Använda din egen röst

Med tjänsten "Acapela My Own Voice" kan du spela in din egen röst och skapa din personliga syntetiska röst. Den här rösten kan ställas in för användning på enheten. För att göra det måste du ha användarnamnet och lösenordet som har använts för att registrera dig på Acapela.

1. Tryck på .
2. Välj  **Tal** >  **Röst**.
3. Välj +.
4. Ange ditt användarnamn som du fick från Acapela.





5. Ange ditt lösenord som du fick från Acapela.
6. Bekräfta med .

2.3 Ställa in rösthastigheten

1. Tryck på .
2. Välj  **Tal** >  **Hastighet**.
3. Använd skjutreglaget för att ställa in önskad hastighet för rösten till mellan 10 % och 100 %.
4. Bekräfta med .

2.4 Ställa in volymen

Du kan också ändra volymen via **FN** +  eller stänga av ljudet med **FN** + .




1. Tryck på .
2. Välj  **Tal** >  **Volym**.
3. Använd skjutreglaget för att ställa in önskad volym på mellan 0 % och 100 %.
4. Bekräfta med .

2.5 Stäng av eller slå på ljudet

Tryck på **FN** + .


2.6 Ändra uttalet för ett ord

Du kan ändra uttalet för ett ord genom att lägga till det i uttalslexikonet och välja ett utbytesord.

1. Tryck på .
2. Välj  **Tal** >  **Uttalslexikon**.
3. Välj **+**.
4. Ange det ord du vill uttala annorlunda för **Skriv ordet du vill ersätta**.
5. Under **Skriv en ersättning** anger du ordet som det borde låta.








ANMÄRKNING


Välj  för att testa uttalet.

6. Bekräfta med .

2.7 Radera ett ord från uttalslexikonet




1. Tryck på .
2. Välj  **Tal** >  **Uttalslexikon**.
3. Gör ett av följande:
 - Via pekskärmen:
 1. Markera och håll ned ordet tills dialogrutan **Radera uttal** öppnas.
 2. Bekräfta med .
 - Med tangentbordet:
 1. Välj ordet.
 2. Tryck på .

Dialogrutan **Radera prediktionen** öppnas.

 3. Bekräfta med .




2.8 Omedelbart få ord du matar in upplästa

Du kan ange att varje ord som du skriver läses upp direkt efter att du har tryckt på mellanslagstangenten. Ett ord som du väljer från ordprediktionen läses också upp direkt. Du kan ställa in med vilken volym ordet ska läsas upp.





1. Tryck på .
2. Välj  >  **Ordeko**.
3. Välj hur ordet ska läsas upp.
 - Välj **Ingen** om ordet inte ska läsas upp.
 - Välj **Standardvolym** om ordet ska läsas upp med samma volym som vanligt tal.
 - Välj **Volym - mjuk** om ordet ska läsas upp med en lägre volym än vanligt tal.
 - Välj **Volym - mycket mjuk** om ordet ska läsas upp med en mycket lägre volym än vanligt tal.

2.9 Omedelbart få varje tecken du matar in uppläst

Du kan ange att varje tecken som du skriver omedelbart läses upp. Du kan ställa in med vilken volym tecknet ska läsas upp.

1. Tryck på .
2. Välj  >  **Teckeneko**.
3. Välj hur tecknet ska läsas upp.
 - Välj **Ingen** om tecknet inte ska läsas upp.
 - Välj **Standardvolym** om tecknet ska läsas upp med samma volym som vanligt tal.
 - Välj **Volym - mjuk** om tecknet ska läsas upp med en lägre volym än vanligt tal.
 - Välj **Volym - mycket mjuk** om tecknet ska läsas upp med en mycket lägre volym än vanligt tal.

2.10 Ställa in språket för översättning

1. Tryck på .
2. Välj  **Tal** >  **Översättarspråk**.
Du kan också aktivera översättningsläget i den här menyn. Så här kan du översätta den text som har matats in och få den uppläst.
3. Välj språk för översättning.
Det här är bara om språket i fråga är tillgängligt på enheten.
4. Bekräfta med .

2.11 Aktivera eller inaktivera automatisk textöversättning

Du kan automatiskt översätta den text som har matats in om du aktiverar översättningsläget. Om du bara vill att texten som har matats in ska läsas upp utan att den översätts så måste du inaktivera översättningsläget.

Tryck på **FN** +  +  för att aktivera eller inaktivera översättningsläget.





3 Inställningar för ord- och meningsprediktion

Enheten kan förutsäga ord och meningar när du skriver. Se [Använda ord- och meningsprediktion](#) på sidan 14





Du kan ...	Relaterade inställningar
Välj ord- eller meningsprediktionen med pekskärmen eller, i förekommande fall, med hjälp av siffertangenterna på tangentbordet.	Ställa in teckenstorleken för kortkommandonumren på pekskärmen på sidan 36

Du kan ...	Relaterade inställningar
Aktivera eller inaktivera ord- och meningsprediktion och ange teckenstorleken.	Aktivera eller inaktivera och ställa in ordprediktion på sidan 32 Aktivera eller inaktivera och ställa in meningsprediktion på sidan 32
Aktivera eller inaktivera inläring av ord och meningar på egen hand av enheten.	Aktivera eller inaktivera inläring av ordprediktion på sidan 32 Aktivera eller inaktivera inläring av meningsprediktion på sidan 33
Lägg själv till ord eller meningar som enheten måste förutsäga eller ta bort dem efteråt.	Visa hur man lägger till eller tar bort ett ord eller en mening för prediktion på sidan 33

3.1 Aktivera eller inaktivera och ställa in ordprediktion

- Tryck på .
- Välj  **Prediktion** >  **Ordprediktion**.
- Välj något av följande alternativ:
 - Ingen**: för att inte visa några ordprediktioner
 - Liten**: för att visa ordprediktionerna i litet format
 - Medium**: för att visa ordprediktionerna i mellanformat
 - Stor**: för att visa ordprediktionerna i stort format
- Bekräfta med .





3.2 Aktivera eller inaktivera och ställa in meningsprediktion

- Tryck på .
- Välj  **Prediktion** >  **Meningsprediktion**.
- Välj något av följande alternativ:
 - Ingen**: för att inte visa några meningsprediktioner
 - Liten**: för att visa meningsprediktionerna i litet format
 - Medium**: för att visa meningsprediktionerna i mellanformat
 - Stor**: för att visa meningsprediktionerna i stort format
- Bekräfta med .


3.3 Aktivera eller inaktivera inläring av ordprediktion

När ordinläring är aktiverad finns det en ökad sannolikhet att ett ord kommer att förutsägas ju mer du använder det.

 **ANMÄRKNING**
Allora 3 lär sig bara nya ord från meningar när de också läses upp!


- Tryck på .
- Välj  **Prediktion** >  **Lär in ord medan du skriver**.
 - : du kan lära enheten nya ord.

 **SPETS**
Välj  > **Prediktion** >  **Hur man...** för att ta reda på hur du gör det.

- : enheten kommer inte att lära sig några nya ord för ordprediktion.

3.4 Aktivera eller inaktivera inläring av meningsprediktion


1. Tryck på .
2. Välj  **Prediktion** >  **Lär in meningar medan du skriver**.

- : du kan lära enheten nya meningar.



SPETS

Välj  **Prediktion** > **Prediktion** >  **Hur man...** för att ta reda på hur du gör det.

- : enheten kommer inte att lära sig några nya meningar för meningsprediktion.






3.5 Visa hur man lägger till eller tar bort ett ord eller en mening för prediktion

1. Tryck på .
2. Välj  **Prediktion** >  **Hur man...**

3.6 Automatiskt ersätta en förkortning

Enheten kan automatiskt ersätta en inställd bokstavskombination med önskade ord.

Du kan till exempel ersätta bokstavskombinationen `vs` med `var snäll och`.

1. Tryck på .
2. Välj  **Prediktion** >  **Förkortningar**.
3. Välj .
4. Under **Skriv ordet du vill ersätta** anger du den bokstavskombination som du vill ersätta, till exempel `vs`.
5. Under **Skriv en ersättning** anger du texten som ska ersätta bokstavskombinationen, till exempel `var snäll och`.
6. Bekräfta med .





3.7 Ta bort en förkortning

1. Tryck på .
2. Välj  **Prediktion** >  **Förkortningar**.
3. Fortsätt att trycka på den kombination av bokstäver som du vill ta bort.
4. Välj .

4 Tangentbordsinställningar





4.1 Ange hur länge du måste trycka på en knapp

För att förhindra att du oavsiktligt trycker på en knapp, till exempel för att dina händer skakar, kan du ställa in hur länge du måste trycka på varje tangent innan tangenttryckningen accepteras.

1. Tryck på .
2. Välj  **Tangentbord** >  **Acceptansfördröjning**.
3. Använd skjutreglaget för att välja hur länge du måste trycka på en tangent innan den accepteras som en tangenttryckning.
4. Bekräfta med .



4.2 Ställ in hur lång tid som krävs mellan tangenttryckningar

För att förhindra att du oavsiktligt upprepar tangenttryckningar för snabbt i följd, till exempel på grund av att dina händer skakar, kan du ställa in den kortaste tiden mellan på varandra följande tangenttryckningar.

1. Tryck på .
2. Välj  **Tangentbord** >  **Fördröjning efter tryck**.
3. Använd skjutreglaget för att välja hur mycket tid som måste finnas mellan två tangenttryckningar för att den andra ska accepteras.
4. Bekräfta med .


4.3 Ställa in auditiv återkoppling

Du kan aktivera valljudet för att höra varje tangenttryckning.

1. Tryck på .
2. Välj  **Tangentbord**.
3. Välj  **Ljud vid val**.

4.4 Ställ in tangentbordslayouten

Du kan ställa in tangentbordslayouten för din lokala variant av enheten, till exempel Qwerty (Kanada).

1. Tryck på .
2. Välj  **Tangentbord** >  **Tangentbordslayout**.
3. Välj din tangentbordslayout.
4. Bekräfta med .

4.5 Justera tangentbordets belysning

Tangentbordets belysning beror på hur mycket ljus det finns. Mängden ljus mäts med den inbyggda ljussensorn. Allora 3 har 2 belysningslägen:

- Ljust
- Mörkt

Justera tangentbordets belysning efter omgivningens ljusförhållanden. Du kan göra detta i en ljus miljö (dagtid eller i ett väl upplyst rum) eller i en mörk miljö (på natten eller på kvällen).

Allora 3 kommer ihåg den här inställningen för varje belysningsläge. Till exempel: på kvällen med dåligt ljus kan du få tangentbordsbelysningen justerad till 75%. Nästa gång du befinner dig i en miljö med dåligt omgivande ljus blir tangentbordets belysning automatiskt 75%.

1. Tryck på .
2. Välj  **Tangentbord** >  **Belysning**.
3. Ställ in önskad ljusstyrka med skjutreglaget.
4. Bekräfta med .

4.6 Visa kortkommandon




1. Tryck på .
2. Välj  **Tangentbord** >  **Kortkommandon**.
3. Välj  och  för att bläddra.

5 Pekskärmsinställningar

5.1 Inaktivera pekskärmen





Du kan inaktivera pekskärmen. Enheten kan då endast manövreras med tangentbordet. Pekskärmen inaktiveras omedelbart.

1. Tryck på .

2. Välj  **Display** >  **Pekskärm**.
3. Välj  **Aktiv** för att inaktivera pekskärmen.
Statusen för **Av** visas och du behöver nu göra allt med tangentbordet.

5.2 Aktivera pekskärmen






Du kan aktivera pekskärmen genom att utföra alla följande steg med tangentbordet.

1. Tryck på .
2. Välj  **Display** eller tryck på 4 på tangentbordet.
3. Välj  **Pekskärm** eller tryck på 1 på tangentbordet.
4. Välj  **Av** eller tryck på 1 för att aktivera pekskärmen.
Aktiv-statusen visas och du kan nu även använda pekskärmen.

5.3 Ställa in hur länge du måste trycka på skärmen

För att förhindra oavsiktliga skärmaktiveringar kan den här parametern ställas in för att indikera hur länge pekskärmen måste vidröras innan den aktiveras.






En accepttid på 2 sekunder förhindrar till exempel att ett val görs om det varar mindre än 2 sekunder.

1. Tryck på .
2. Välj  **Display** >  **Pekskärm**.
3. Välj  **Acceptanstid**.
4. Använd skjutreglaget för att ställa in hur länge du måste trycka på skärmen innan det accepteras.
5. Bekräfta med .

5.4 Ställa in hur lång tid som krävs mellan två skärmtryckningar





För att förhindra oönskade skärmaktiveringar kan den här parameter ställas in för att ange en fördröjningstid innan nästa beröring accepteras.

En fördröjning efter ett val på 2 sekunder säkerställer till exempel att inget annat val kan göras under en period av 2 sekunder.

1. Tryck på .
2. Välj  **Display** >  **Pekskärm**.
3. Välj  **Fördröjning efter val**.
4. Använd skjutreglaget för att ställa in hur lång tid som måste förflyta mellan två skärmtryckningar för att den andra tryckningen ska accepteras.
5. Bekräfta med .







5.5 Ställa in hur länge du måste trycka för att ta bort

Du kan ta bort objekt, till exempel anteckningar, snabbmeddelanden, förkortningar, meddelanden osv. genom att trycka länge på dem. Du kan ställa in hur länge du behöver trycka på objektet innan du får ett meddelande som frågar om du vill ta bort det.

1. Tryck på .
2. Välj  **Display** >  **Pekskärm**.
3. Välj  **Långt tryck = Radera**.
4. Välj ett av följande alternativ:
 - **Av**
 - **Efter 2 sekunder**
 - **Efter 3 sekunder**
 - **Efter 4 sekunder**

5. Bekräfta med .

5.6 Inställning för att aktivera enheten från strömsparläge via pekskärmen

1. Tryck på .
2. Välj  **Display** >  **Pekskärm**.
3. Välj  **Väck med pekskärmen**.
 - : enheten kan inte väckas från strömsparläge via pekskärmen.
 - : enheten kan INTE väckas från strömsparläge via pekskärmen.

5.7 Ställa in pekskärmens ljusstyrka

Pekskärmens ljusstyrka beror på hur mycket ljus det finns. Mängden ljus mäts med den inbyggda ljussensorn. Allora 3 har 2 belysningslägen:

- Ljust
- Mörkt

Justera pekskärmens ljusstyrka efter omgivningens ljusförhållanden. Du kan göra detta i en ljus miljö (dagtid eller i ett väl upplyst rum) eller i en mörk miljö (på natten eller på kvällen).


Allora 3 kommer ihåg den här inställningen för varje belysningsläge. Till exempel: på kvällen med dåligt ljus har du pekskärmens ljusstyrka inställd på 75%. Nästa gång du befinner dig i en miljö med dåligt omgivande ljus blir pekskärmens ljusstyrka automatiskt 75%.

1. Gör ett av följande:
 - Tryck på **FN** + .
 - Tryck på  och välj  **Display** >  **Ändra ljusstyrka**.
2. Ställ in önskad ljusstyrka med skjutreglaget.
3. Bekräfta med .





5.8 Ställa in teckenstorleken för pekskärmen

Du kan justera teckenstorleken för den inmatade texten.

 **ANMÄRKNING**
Du kan även justera storleken för ord- och meningsprediktionen. Se Aktivera eller inaktivera och ställa in ordprediktion på sidan 32 och Aktivera eller inaktivera och ställa in meningsprediktion på sidan 32

1. Gör ett av följande:
 - Tryck på **FN** + **A↑**.
 - Tryck på  och välj  **Display** >  **Editor teckensnittstorlek**.
2. Använd skjutreglaget för att ställa in önskad teckenstorlek.
3. Bekräfta med .

5.9 Ställa in teckenstorleken för kortkommandonumren på pekskärmen

1. Tryck på .
2. Välj  **Display** >  **Visa nummer för genvägar**.
3. Välj önskad teckenstorlek:
 - **Ingen**
 - **Liten**
 - **Medium**
 - **Stor**
4. Bekräfta med .

5.10 Visa stora bokstäver på pekskärmen

Tryck på  och välj  **Display** > AA **Alla versaler**.

- : allt visas med stora bokstäver.
- : små bokstäver ändras inte till stora.

5.11 Aktivera eller inaktivera automatisk kapitalisering av bokstäver





Du kan konfigurera den så att den första bokstaven i en mening automatiskt omvandlas till en stor bokstav när du skriver.

Tryck på  och välj  **Display** >  **Automatiska versaler**.

- : den första bokstaven i en mening omvandlas automatiskt till en stor bokstav.
- : den första bokstaven i en mening omvandlas inte automatiskt till en stor bokstav.





5.12 Ställ in storleken på statusfältet

Du kan ställa in storleken på statusfältet eller inte visa det.

1. Tryck på  och välj  **Display** >  **Statusfält**.
2. Välj hur stort du vill visa statusfältet eller välj **Ingen** om du inte vill visa det.
3. Bekräfta med .

5.13 Ställ in färgtemat

För att förbättra läsbarheten kan du välja ett färgtema med högre kontrast.

1. Tryck på  och välj  **Display** >  **Färgtema**.
2. Välj det färgtema som du vill visa.
3. Bekräfta med .





6 Inställningar för andra display

6.1 Aktivera eller inaktivera den andra skärmen





Tryck på  och välj  **Andra display** > .

- : den andra displayen är påslagen.
- : den andra displayen är av.

6.2 Ställa in ljusstyrkan på den andra displayen



1. Tryck på  och välj  **Andra display** >  **Ändra ljusstyrka**.
2. Ställ in önskad ljusstyrka med skjutreglaget.
3. Bekräfta med .

6.3 Ställ in antal rader text på den andra displayen

1. Tryck på  och välj  **Andra display** >  **Antal rader**.
2. Välj det antal textrader som du vill visa.
3. Bekräfta med .

6.4 Visa endast stora bokstäver på den andra displayen

Tryck på  och välj  **Andra display** > AA **Endast versaler**.

- : allt visas med stora bokstäver.
- : små bokstäver ändras inte till stora.

6.5 Visa eller dölj text på den andra displayen vid skrivning

1. Tryck på  och välj  **Andra display** > ... **Visa text vid skrift**.


2. Välj något av följande alternativ:

- **Visa inte text:** den andra displayen visar ingenting medan du skriver. Texten visas bara när du låter läsa upp den.
- **Visa '...':** den andra displayen visar ... medan du håller på att skriva.
- **Visa alla inskrivna tecken:** den andra displayen visar varje tecken som du skriver.

3. Bekräfta med .

6.6 Rensa den andra displayen efter tal

Du kan ange hur länge ett meddelande ska visas på den andra skärmen.





1. Tryck på .
2. Välj **Andra display**.
3. Välj **Rensa efter tal**.
4. Ställ in tiden.

7 Anslutningsinställningar

Enheten är utrustad med Wi-Fi, Bluetooth och infrarött. Dessutom kan du också fjärransluta till en dator och till Hey_.





Du kan aktivera flygläge om du vill inaktivera alla anslutningar.

7.1 Ställa in en Wi-Fi-förbindelse

1. Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Konfigurera Wifi**.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk och följ instruktionerna på skärmen.
3. Bekräfta med .

7.2 Hitta enhetens IP-adress

När du installerar Macro Server så måste du ange enhetens IP-adress.

1. Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Konfigurera Wifi**.
2. Välj .
Nätverkets namn och IP-adressen visas.


7.3 Aktivera eller inaktivera flygläsläge

Flygläsläge är en funktion som inaktiverar alla trådlösa anslutningar, till exempel Wi-Fi och Bluetooth, för att förhindra störningar i flygläsläsystem.

Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Flygläsläge**.

7.4 Ansluta till en apparat via Bluetooth

1. Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Konfigurera Bluetooth**.

- Välj apparat att ansluta till.
- Bekräfta med .

7.5 Installation av Macro Server





Sök efter IP-adressen till din enhet i förväg. Se [Hitta enhetens IP-adress](#) på sidan 38.

Macro Server-programmet gör det möjligt för användaren att styra en annan apparat med hjälp av Allora 3.




I en klassrumsmiljö kan du till exempel använda det för att skriva på den digitala whiteboarden.

- Ange adressen `https://url.jabbla.com/mss` i adressfältet i en webbläsare (Chrome, Firefox, Edge, Opera osv.) på den andra Windows-enheten och välj **Retur**. Programmet laddas ner.
- Installera programmet genom att öppna den nedladdade filen **MacroServerSetup.exe**.
- Markera i förekommande fall den andra kryssrutan om Macro Server-programmet kan startas automatiskt när Windows startas.
- Klicka på **Info** för att visa datorns IP-adress.
Om flera IP-adresser visas måste du försöka hämta datorns IP-adress. Se [Hitta enhetens IP-adress](#) på sidan 38.
- Kontrollera om de tre första nummergrupperna i IP-adressen är desamma för Allora 3 som för den dator du vill använda.
Till exempel **192.168.60.32**

7.6 Ansluta till Hey_ med Allora 3

- Slå på Hey_.
- Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Konfigurera Bluetooth**.
- Välj Hey_ att ansluta till.
- Bekräfta med .

7.7 Hey_-inställningarna





- Anslut Hey_ till Allora 3 via Bluetooth. Se [Ansluta till en apparat via Bluetooth](#) på sidan 38.
- Tryck på  och välj  **Anslutning** >  **Hey_**.
- Ställ in följande alternativ:

Inställningar	Mer information
 Skicka ljud till	Välj vart du vill skicka ljud: <ul style="list-style-type: none"> • Enbart Hey_ • Endast Allora • Både Hey_ och Allora
 Hey_ visningstillstånd	På så sätt kan du välja om text ska visas på Hey_-skärmen.
 Antal rader	Välj det antal textrader som ska användas på Hey_-displayen. Ju färre rader desto större visas texten. Hey_ visningstillstånd -inställningen måste vara aktiv!
AA Endast versaler	Detta gör att du kan välja att visa allt på Hey_-displayen med versaler.

8 Säkerhetskopiera och återställa

8.1 Skapa en säkerhetskopia

Du kan skapa en säkerhetskopia och lagra den lokalt på enheten eller externt med en USB-enhet.

1. Om du inte vill behålla säkerhetskopien på enheten så måste du ansluta lagringsmediet till enheten via USB.
2. Tryck på .
3. Välj  **Allmänt** >  **Säkerhetskopiera och återställa**.
4. Välj .
5. Välj platsen där säkerhetskopien ska sparas:
 - **Säkerhetskopiera till Allora**
 - **Säkerhetskopiera till USB-enhet**



ANMÄRKNING

Det här meddelandet visas bara om ett lagringsmedium är anslutet via USB.

6. Bekräfta med .
7. Ange säkerhetskopians namn.






ANMÄRKNING

Välj ett meningsfullt namn. Du kommer inte längre att kunna ändra säkerhetskopians namn!

8. Bekräfta med .

8.2 Återställ en säkerhetskopia

Du kan återställa en säkerhetskopia som har sparats lokalt eller externt via USB.

1. Om du vill återställa en extern säkerhetskopia måste du ansluta lagringsmediet till enheten via USB.
2. Tryck på .
3. Välj  **Allmänt** >  **Säkerhetskopiera och återställa**.
4. Välj en säkerhetskopia från listan.
Du kan identifiera platsen med hjälp av ikonerna bredvid säkerhetskopians namn:

- Lokal 
- Via USB 

5. Bekräfta med .

8.3 Återställ fabriksinställningar




1. Tryck på .
2. Välj  **Allmänt** >  **Säkerhetskopiera och återställa**.
3. Välj  **Återställ Allora till fabriksinställningar**.
4. Bekräfta med .

G Underhåll och felsökning

1 Kontrollera uppdateringar till enheten

Det är viktigt att regelbundet kontrollera om enheten har uppdateringar för att säkerställa förbättringar av funktionalitet och säkerhet.


Kom ihåg att du inte kan använda enheten när du installerar uppdateringen.

1. Kontrollera att Wi-Fi-anslutningen är aktiv.
2. Tryck på .
3. Välj  **Allmänt**.
4. Välj  **Sök efter uppdateringar**.

Om en uppdatering finns tillgänglig så visas det vilken uppdatering det är. Du får en fråga om du vill hämta den.

5. Bekräfta med .



På **Allmänt**-skärmen kan du övervaka hur många % av uppdateringen som har hämtats. Under tiden kan du fortsätta att arbeta på enheten.

6. Kontrollera på **Allmänt**-skärmen om uppdateringen har hämtats färdigt.
7. Välj **Installera uppdatering**.
8. Bekräfta med .

Följande meddelande visas: **Uppdatering utförs. Vänta. Stäng inte av enheten**. Du får inte använda enheten. Du måste vänta tills uppdateringen har slutförts.

Enhetsen startas om.

9. Du kan fortsätta att arbeta på enheten.

Du hittar programvaruversionen via  **Allmänt** >  **System info**.

2 Underhåll

2.1 Reparationer

I händelse av skada på enheten kontakta enhetens distributör.

Försök inte att reparera enheten själv. Detta kan skada enheten och upphäva garantin.

2.2 Rengöra enheten

Rengör enheten regelbundet så att bakterier inte får chansen att sprida sig.

Det är bäst att avlägsna damm med en torr, mjuk trasa. Ta bort småfläckar på höljet med en fuktig trasa. Använd inte produkter som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel. Låt inte fukt tränga in i öppningarna (t.ex. mikrofonens eller anslutningarnas öppningar). Smuts nära kontaktorna går att ta bort med en bomullspinne.

Använd också en torr trasa för att rengöra skärmarna. Använd inte hushållspapper eftersom detta kan repa. Ta bort fett eller fläckar på skärmarna med rengöringsmedel avsedda för rengöring av bildskärmar (spray eller duk). Tryck inte för hårt mot skärmarna när du rengör.

Rengör tangentbordet med rengöringsmedel som är särskilt avsedda för detta ändamål. Använd alltid en fuktig trasa för detta.

Rengör bärväskan med en torr eller lätt fuktig trasa eller en mjuk handborste.


3 Felsökning

3.1 Hitta serienummer för Allora 3

När du kontaktar supportavdelningen ombeds du ange serienumret för din enhet.

Du hittar etiketten med enhetens serienummer på enhetens bakre panel.

Exempel: AL3 1001



Figur 10. Identifieringsskylt

i ANMÄRKNING

Du kan också söka efter serienumret för Allora 3 via systeminformationen. Se [Hämta programvarans version på sidan 42](#).

3.2 Hämta programvarans version

När du kontaktar supportavdelningen ombeds du ange din enhets programvaruversion.

1. Tryck på .
2. Välj **Allmänt** > **System info**.
3. Visa programvaruversionen.
Enhetens serienummer visas också här.

3.3 Visa användarinstruktionerna

Via QR-koden på skärmen har du tillgång till de senaste användarinstruktionerna eller webbhjälpssystemet för den här enheten.

1. Tryck på .
2. Välj **Allmänt** > **Fler alternativ** > **Manuell**.
3. Skanna QR-koden med din smarttelefon och öppna bruksanvisningen eller webbhjälpssystemet för den här enheten.

3.4 Låsa inställningarna med administratörslösenordet

Du kan använda den här proceduren om du har glömt lösenordet och inställningarna är låsta.

1. Tryck på .
2. Välj **Allmänt**.
3. Ange lösenordet `extrams`.
4. Välj **Meny** > **Välj lösenord**.
5. Gör ett av följande:
 - Visa och kom ihåg det aktuella lösenordet.
 - Ta bort lösenordet om du vill inaktivera inställningslås.

- Ändra lösenordet till ett nytt lösenord.

6. Bekräfta med .

3.5 Felsökning

Problem	Lösning
Pekskärmen är långsam eller fungerar inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Starta om enheten för att rätta till eventuella programvarufel. • Rengör pekskärmen. Se Rengöra enheten på sidan 41. • En acceptans- eller fördröjningstid efter att du har gjort ett val kan ha ställts in. Se Ställa in hur länge du måste trycka på skärmen på sidan 35 eller Ställa in hur lång tid som krävs mellan två skärmtryckningar på sidan 35.
Pekskärmen svarar långsamt.	Pekskärmen är avstängd. Slå på pekskärmen igen. Se Aktivera pekskärmen på sidan 35.
Enheter kan inte väckas från viloläge via pekskärmen.	Detta är en inställning. Se Inställning för att aktivera enheten från strömsparläge via pekskärmen på sidan 36.
Enheter börjar bli varm.	Under lång och intensiv användning kan enheten bli varm. Det är normalt och påverkar inte enhetens prestanda.
Det går inte att hitta några Bluetooth-apparater.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på apparaten du vill ansluta till. • Kontrollera att din enhet och den andra apparaten är inom det maximala avståndet på tio meter. • Ta om nödvändigt bort föremål mellan enheten och den andra apparaten. • Det kan hända att den andra apparaten inte är kompatibel med din enhet.
Det går inte att slå på enheten.	Batteriet är otillräckligt uppladdat för att kunna starta enheten. Anslut nätadaptern och slå på enheten.
Batteriet laddas inte ordentligt.	Kontakta supportavdelningen för den distributör där du köpte enheten om batteriet inte längre går att ladda till 90 %.
Inställningarna är lösenordsskyddade och jag har glömt lösenordet.	Se Låsa inställningarna med administratörlösenordet på sidan 42.

H Avveckling och kassering

1 Avveckling

1. Stäng av Allora 3. Se [Stänga av enheten fullständigt](#) på sidan 12.
2. Ta av Allora 3 från monteringen (i förekommande fall).
3. Ta ut Allora 3 från bärväskan (i förekommande fall).
4. Ta bort laddaren.

2 Kassering

Kasta inte enheten i hushållssoporna!

Använd specifika insamlingssystem för att minska miljöpåverkan. Mot slutet av livslängden måste enheten demonteras och kasseras på ett miljövänligt sätt. Följ gällande lokala lagkrav och kontakta de lokala myndigheterna om du är osäker.

Enheten har ett icke-utbytbart laddningsbart batteri. Det här batteriet får endast tas bort av en kvalificerad fackman.

Använda batterier betraktas som kemiskt avfall. Enligt lokal lagstiftning är det förbjudet att kasta batterier tillsammans med annat industriellt avfall eller hushållsavfall.



Ett överkryssat sopkärl visas på enhetens etikett för att uppmana användare:

- att inte kasta produkten som hushållsavfall,
- att återvinna produkten och dess komponenter när så är möjligt,
- att kasta produkten på en återvinningscentral.

Korrekt kassering av dessa produkter bidrar till människors hälsa och miljön!

Om du har några frågor om hur man kasserar produkten kan du kontakta:

- enhetens distributör
- lokala myndigheterna där du bor
- myndigheten för avfallshantering

Index

A

- Accepttid
 - pekskärm 35
- Aktivera
 - enhet 12
- Alternativ 9
- Andra display
 - aktivera eller inaktivera 37
 - rensa 38
 - stora bokstäver 38
 - ställa in antal rader 37
 - ställa in ljusstyrka 37
 - tekniska data 6
 - visa eller dölj text 38
- Andra skärm 8
 - rengöra 41
- Anslutning
 - via Bluetooth 38
- Använda
 - enhet 5
- Användarinstruktioner
 - visa 42
- Användning
 - enhet 9
 - förbjuden 5
- Användning första gången 11
- Apparat
 - styrning via infrarött 25
- Avsedd användning 5
- Avveckling 44

B

- Batteri
 - kassering 44
 - ladda 18
 - status 19
 - tekniska data 6
- Batteriladdningsindikator 8
- Beskrivning 8
- Bluetooth
 - anslutning 38
 - slå på 20
- Brickstativ 8
- Bärväska 11
 - rengöring 41

D

- DAESSY 6, 8, 9
- Dator
 - fjärrstyrning 25
- Datum
 - ändra 27
 - ändra format 27
- Delar 11

E

- Emoji
 - spela 16
- Enhet
 - ansluta till telefonen 20
- Etikett 5

F

- Fabriksinställningar
 - återställa 40
- Fel 43
- Flygplansläge
 - aktivera eller inaktivera 38
- Funktion
 - enhet 5
 - förbjuden 5
- Färgtema
 - ställa in 37
- Fästhål 8
- Förbjuden användning 5
- Fördröjning
 - efter val 35
- Förkortning
 - ersätta automatiskt 33
 - stoppa automatisk ersättning 33

H

- Hemautomation 23
- Hey_
 - ansluta 39
 - ställa in 39
- Hjälp
 - konsultera 42
- Högtalare 8, 8
- Hörlur
 - uttag 8

I

- Identifieringsskylt 5
- Inaktivera
 - enhet 12
- Infraröd 23
 - lägga till apparat 24
 - ändra namn på infraröd apparat 24
- Infraröd kod
 - spela in 24
- Infraröd mottagare 8
- Infraröd sändare 8
- Ingår 11
- Inledning 5
- Inställningar 27
 - läs 28

läsa upp 42
säkerhet ta bort 28
IP-adress
hitta 38

K

Kassering 44
Knapp
strömbrytare 8
Komma igång 11
Kontakt
Ring eller skicka textmeddelande 22
ringa upp 20
välja 16
Kortkommandon
visa översikt 34
Kortkommandon på tangentbordet 13

L

Ladda
batteri 18
nätadapteranslutning 8
Lagra 17
Lagring 17
Livslängd 5
Ljud 6
skicka till Hey_ / Allora 3 39
stänga av / slå på 30
Ljud för påkallande av uppmärksamhet
spela upp 16
ställa in 29
Ljudeffekt
spela 16
Ljussensor 8
Ljusstyrka
andra display 37
pekskärm 36
Längd på koden
ändra 24
Lära in
meningar 33
ord 32
Lösenord
bortglömt 42
byta 28
ställ in 28
ta bort 28

M

Macro Server-
installation 39
Meddelande
hämta senaste 17
läsa upp 23
skicka till kontakt 21
skicka till telefonnummer 21
som en del av en befintlig textkonversation 22
ställ in antal meddelanden som visas 29
ta bort 23
vidarebefordra 23
välja 16

Meddelandehistorik
hämta 17
rapportera antal 29
Mening
lägga till / radera förklaring 33
lära in 33
radera från meningsprediktion 14
Meningsprediktion
aktivera / inaktivera / ställa in 32
lägga till 14
Meny
ställa in språk 28
Mikrofon 8
Monteringsplatta 8
tekniska data 6
Mått 6

N

Notering
exportera 26
importera 25
läs upp 14
spara 14
ta bort 15
välja 16
Nätadapter 11
anslutning 8
Nätverk
kontrollera nätverksnamn 38

O

Objekt
välja 16
Omgivningskontroll 23
Ord
lägga till / radera förklaring 33
lära in 32
läsa upp omedelbart 31
radera från ordprediktion 14
radera från uttalslexikon 30
ändra uttal 30
Ordprediktion
aktivera / inaktivera / ställa in 32
lägga till 14

P

Pekskärm 8
accepttid 35
aktivera 35
aktivera eller inaktivera stora bokstäver 37
aktivera från strömsparläge via pekskärmen 36
inaktivera 34
rengöra 41
slå på stora bokstäver 37
styrning 9
ställa in ljusstyrka 36
ställa in lång trycktid = ta bort 35
ställa in teckenstorlek 36
ställa in teckenstorlek för siffror 36
tekniska data 6

Prediktion
 lägga till / radera förklaring 33
 Prediktion av mening 14
 Prediktion av ord 14
 Problem 43
 Programvara
 hämta version 42

R

REHADAPT 6, 8, 9
 Rem 11
 fästhål 8
 Rengöra 41
 Reparation 41
 Ringa telefonsamtal 20
 Röst
 använda egen röst 29
 ställa in hastighet 30
 välja 29
 Röstemoji
 spela 16

S

Samtal
 ta emot/avvisa 21
 Serienummer
 enhet 41
 etikett 5
 QR-kod 5
 Skicka textmeddelanden 20
 Skärm 8
 rengöra 41
 styrning 9, 19
 tekniska data 6
 Slå på
 enhet 12
 Snabbmeddelande
 läsa upp 15
 spara 15
 ta bort 16
 välja 16
 ändra ordning 16
 Spara 17
 Specialtecken
 mata in 14
 Specifikationer
 tekniska data 6
 Språk 9
 ställa in 29
 ställa in för översättning 31
 ställa in meny 28
 Starta
 enhet 12
 Stativ 8
 Statusfält
 ställa in 37
 Stora bokstäver
 aktivera eller inaktivera 37
 andra display 38
 slå på 37
 Strömbrytare
 knapp 8
 Strömindikator 8

Strömsparläge
 gå in i 28
 gå in i strömsparläge 18
 väcka från strömsparläge 18
 väcka från strömsparläge via pekskärm 36
 Styrning 18
 pekskärm 19
 tangentbord 19
 Stänga av
 enhet 12
 Systeminformation 29
 Säkerhet 10
 Säkerhetskopia
 skapa 40
 återställa 40

T

Ta bort
 ställa in lång trycktid 35
 Tangent
 lägga till ljud 34
 ställa in tid mellan tryckningar 33
 Tangentbord 8, 19
 ställ in belysning 34
 ställa in acceptanstid 33
 ställa in layout 34
 Tangentskydd 11
 passa in 11
 Tecken
 läsa upp omedelbart 31
 Teckenstorlek
 ställa in 36
 ställa in nummer 36
 Tekniska data 6
 Telefon
 ansluta till enhet 20
 ringa telefonnummer 20
 Text
 läsa upp 12
 spara 14, 15
 Textrader
 ställa in 37
 Tid
 ändra 27
 ändra format 27
 Tidszon
 ändra 27
 Tillbehör 9, 11
 Träna
 meningar 33
 ord 32

U

Underhåll 41
 rengöra 41
 reparation 41
 Uppdatering
 kontrollera 41
 USB
 tekniska data 6
 USB-C-kontakt 8
 Uttal
 ändra 30
 Uttalslexikon
 radera ord 30

V

- Val
 - fördröjning 35
- Valljud
 - ställa in 34
- Version
 - programvara 42
- Vikt 6
- Volym
 - ställa in 30

W

- Wi-Fi 38

Å

- Återkoppling
 - ställa in auditiv återkoppling 34

Ö

- Översätta
 - aktivera / inaktivera 31
 - automatiskt 17
- Översättning
 - ställa in språk 31

jabbla
We all have a voice

www.jabbla.com